# KN-30651 ブタ・ミニブタ喉頭鏡 **I** ブレード

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状の LED 電球付喉頭鏡です。




全 長 :260 mm はね全長 :145 mm ブレード先端幅 :20mm

LED 光源

● KN-30651-L 喉頭鏡Iブレード(LED対応)・KN-30652 喉頭鏡ハンドル (LED対応)

● KN-30651-D 喉頭鏡Iブレード(電球対応)・KN-306-D4 喉頭鏡ハンドル (電球対応)







## KN-30651 ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状のLED電球付喉頭鏡です。

- ・ブレードの形状を「I」型にすることで、両側からのぞけ、口腔内の視野を確保しました。
- ・スプーン形状の先端にすることで、舌が落ちにくい構造になりました。
- ・より光が届くように光源の位置を変え、より明るく、より見やすく精度を上げました。

#### 【仕様】

全 長 :260 mm はね全長 :145 mm ブレード先端幅:20mm

材質 :真鍮メッキ什上げ

LED 光源



### ● KN-306-D 豚用喉頭鏡

- KN-306-D1 マッキントッシュ改良型ブレード 寸 法: L=280mm (電球付)
- KN-306-D2 フォーレガー型ブレード 寸 法: L=300mm (電球付)
- KN-306-D3 フォーレガー型ブレード 寸 法: L=200mm (電球付)
- KN-306-D4 喉頭鏡ハンドル(電球対応)
- KN-306-D5 電球



### KN-560

動物の手術時・術後の体温維持等の対策用です。飼育室内も適度な室温に保てます。 キャスター付スタンドや壁かけ式など、設置方法に関してはご相談ください。

### 【仕様】

### KN-560-10RKS

: W900×L170×H270mm

(赤外線保温本体部のみ)

消費電力 : 1.0kWh 暖房能力 : 870kcal/h 重量 : 5.2kg

#### KN-560-15RKS

: W1,200×L170×H270mm

(赤外線保温本体部のみ)

: 1.5kWh 消費電力 暖房能力 : 1,290kcal/h 重量 : 6.2kg



### KN-660 ブタケージ

仕切りを取り外し、飼育スペースを拡張することができます。 給餌器は洗浄しやすいよう、作業者側に反転する仕組みになっています。 ケージの下には採尿トレーが設置されています。スロープ設置タイプなどもございます。









外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。



〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6 TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1

TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178





V5-2407