

FY500D ニットグローブ各種

指をマウスの切歯から守る耐切創性手袋登場



優れた信頼

優れた耐切創性などでは定評のある、米国 DuPont 社が開発した KEVLAR® を使用しております。

優れた安心

マウス・ラットなどに咬まれやすい、親指・人差し指・中指を保護する為に、KEVLAR® を使用して編むことにより、咬まれることによるケガ・事故を保護いたします。



サイズ / □ S ■ M ■ L ■ LL



■ニットグローブ

商品コード	サイズ	仕 様	入 数
FY500DS	S 寸	10 双 / 1 パック (アルミ袋入り)	15,000 円 / 10 双
FY500DM	M 寸	10 双 / 1 パック (アルミ袋入り)	15,000 円 / 10 双
FY500DL	L 寸	10 双 / 1 パック (アルミ袋入り)	15,000 円 / 10 双
FY500DLL	LL 寸	10 双 / 1 パック (アルミ袋入り)	15,000 円 / 10 双
FY500DS -1	S 寸	2 枚 / 1 パック (アルミ袋入り・左右兼用)	1,800 円 / 2 枚
FY500DM -1	M 寸	2 枚 / 1 パック (アルミ袋入り・左右兼用)	1,800 円 / 2 枚
FY500DL -1	L 寸	2 枚 / 1 パック (アルミ袋入り・左右兼用)	1,800 円 / 2 枚
FY500DLL -1	LL 寸	2 枚 / 1 パック (アルミ袋入り・左右兼用)	1,800 円 / 2 枚

3 本指部分 : ケブラー® 55.6%、ナイロン 26.7%、キュブラ 17.7%
3 本指以外 : ナイロン 60%、キュブラ 40%

(税別)



耐切創性とは、切断されないということの意味するものではなく、あくまで切れにくいという意味をしております。突き刺し防止の効果はございません。

保管および洗濯時などの注意点

- ① KEVLAR® は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色いたします。変色した場合は、糸の強度が低下している事がありますので、ご使用後は商品が包装されているアルミ袋に入れ、暗所での保管をお勧めします。
- ② 洗濯の際には、漂白剤を使用しないでください。
- ③ 洗濯後は直射日光に当てずに陰干ししてください。

 株式会社 夏目製作所
<http://www.nazme.co.jp>

本 社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL : 03-3813-3251 / FAX : 03-3815-2002

大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311 / FAX : 072-646-9300

V3-1901

FY200D ニットグローブ (マーモセット用)

咬まれやすい、親指・人差し指・中指に耐切創繊維KEVLAR®を使用したグローブで、サイズは、S・M・L・LLがございます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

販売単位:10双 / パック (アルミ袋入り・左右兼用)



● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機



株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300