

KN-769-S 床敷回収装置



「アレルギー対策と使いやすいを
両立したコンパクトな床敷回収装置」

～アレルギーの曝露から、作業者を守る～

アレルギー（動物の唾液や糞尿が付着した床敷）の飛散がある
高リスクな床敷回収作業から作業者を守ります！

特徴

- **コンパクト設計**で、限られたスペースにも導入しやすい。
- 両サイドに跳ね上げ式のスペースを設けた**使いやすい設計**。
- 清潔を保つことを考慮した**洗浄可能な構造**。
- プレフィルター & 中高性能フィルター搭載で、**作業環境の塵埃を抑制**。

本体仕様

外寸	W1,600×D825×H1,450mm
補助テーブル収納時外寸	W990×D825×H1,450mm
キャスター	φ75mm：SUS304/ウレタン車（前2輪ストッパー付）
汚物受け	約90L
必要電源	AC100Vコンセント2PE（10A以上）
排気ファン	260/360W（50Hz/60Hz）×2基
風量	約600m ³ /h（φ75mmダクト接続口）
プレフィルター	PS400相当
メインフィルター	中高性能フィルター 0.4μm粒子にて70%

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-2505J



製品ページ

株式会社 **夏目製作所**
Since 1946
<https://www.nazme.co.jp>

本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪 SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178



ホームページ