

新製品のご案内



KN-34700 気管内噴霧スプレー シリーズ

気管内にウイルスや薬液を噴霧するとき
使用するスプレーです。
マウス、ラット、モルモット、マーモセット、
ウサギ、カニクイサル用にご使用できます。

【仕様】

KN-34700-1

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.3 mm 外径φ0.5 mm
対象動物：マウス

KN-34700-2

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm
対象動物：マウス、ラット、モルモット

KN-34700-3

気管内噴霧スプレー 直
W100 mm (直線 80 mm)
内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm
対象動物：マーモセット

KN-34700-4

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：ラット、モルモット


KN-34700-5

気管内噴霧スプレー 直
W100 mm (直線 80 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：マーモセット、ウサギ

KN-34700-6

気管内噴霧スプレー 直
W200 mm (直線 180 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：カニクイサル

発想をカタチに 新製品ぞくぞく



KN-30651 ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード

KN-30652 喉頭鏡ハンドル (LED)

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状の喉頭鏡です。
LED 電球付です。

口腔内の視野の確保→両側からのぞける、アクセス可能
舌をすくえる先端構造→スプーン形状で舌がおちにくい
光源の位置→より見やすく、より明るく、より精度に

【仕様】

全長 :280 mm (ブレード部 235 mm・ブレードからはねまでの長さ 20 mm)
はね全長 :145 mm
仕様 :真鍮メッキ仕上げ
LED 光源

V1-1805



株式会社 夏目製作所
<http://www.nazme.co.jp>

東京本社
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
Tel : 03-3813-3251 Fax : 03-3815-2002

大阪支社
〒567-0085 大阪府茨木市彩都 7-7-18
彩都バイオヒルズセンター 3F
Tel : 072-646-9311 Fax : 072-646-9300



KN-738-AWB-S 小型ワークベンチ

クリーン環境下でケージの交換、動物の操作などを行うのに適しています。
コンパクトなサイズの為、小空間においても設置することが可能です。

【特 徴】

- ・コンパクト設計の為、設置、移動が容易です。(軽量型取手付)
- ・省電力、高効率の DC プラスレスモーター、LED 照明を採用した省エネタイプです。
- ・斜め上にレイアウトされた操作パネル・傾斜スライドシャッターの採用により、操作性が向上しました。
- ・オプションにて折り畳みテーブルをつけることが可能です。

【仕 様】

寸 法 : W1,000×D600×H1,555mm (キャスター付)
 作業面寸法 : W860×D510×H555mm
 重 量 : 約 80Kg
 電 源 : AC100V 1φ 50/60Hz
 消費電力 : 約 150W (コンセント除く)
 庫内清浄度 : ISO クラス 5 (対象粒径 0.3 μ m 粒子にて) (クラス 100)
 集塵効率 : 0.3 μ m以上粒子にて 99.99%以上

発想をカタチに 新製品ぞくぞく



KN-769-S 床敷回収装置

実験動物の床敷廃棄作業の塵埃の飛散を防止し、安全に作業ができます。

アレルギー対策として従来より、使いやすいコンパクト設計、清潔を保てる構造で安全性を重視してます。

【仕 様】

寸 法 : W1400×D750×H1450mm
 キャスター : ϕ 75 / SUS 304 / ウレタン車
 汚物受け : 約 90L
 電 源 : AC100V コンセント / 2EP (10A 以上)
 排気ファン : 単相 100V / 50Hz / 1.3A
 110W (1基あたり) × 2基
 風 量 : 約 8 m³ / min
 プレフィルター : PS400 相当
 メインフィルター : 中高性能フィルター 0.4 μ m 粒子にて 70%

