



KN-304 中動物手術台各種

【仕 様】

許容荷重: 全台70kg

KN-304-V Vタイプ

● KN-304-V1000TTM ダブルチルト・電動

寸法: W1000×D530×H600~1000mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 600~1000mm、重量: 56kg

● KN-304-V1000TGS ダブルチルト・ガスバネ

寸法: W1000×D530×H680~930mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 680~930mm、重量: 51kg



KN-304-V1000TTM



KN-304-V1000TGS

KN-304-F フラットタイプ

● KN-304-F1000NTM チルトなし・電動

寸法: W1000×D530×H520~920mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 520~920mm、重量: 56kg

● KN-304-F1000TTM ダブルチルト・電動

寸法: W1000×D530×H610~1010mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 610~1010mm、重量: 56kg

● KN-304-F1000NGS チルトなし・ガスバネ

寸法: W1000×D530×H680~930mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 680~930mm、重量: 51kg

● KN-304-F1000TGS ダブルチルト・ガスバネ

寸法: W1000×D530×H740~990mm、天板: W1000×D530mm、昇降範囲: 740~990mm、重量: 51kg



KN-304-F1000NTM



KN-304-F1000TTM



KN-304-F1000NGS



KN-304-F1000TGS

オプション

エクステンションチルト
W510×D250mm
5段階調整



エクステンショントレイ
W510×D250mm
水受けトレイ式



エクステンションボード
W510×D250mm
固定式の延長板



ゴムシート
W1000×D510×H1.5mm



OPマット大
W1000×D500×H40mm
ヒーター挿入可



OPマット小
W520×D260×H40mm



ドレープアーチ
W655×D543×H60mm



チューブホルダー
W650×D115×H60mm



● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

V4-2602



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>



本 社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177
FAX : 06-6398-7178