

E-20-555 小動物電気バリカン



スライヴ

コードレスバリカンでスペアバッテリー付
手にフィットする、スリムな軽量モデル

替刃：ご希望の刃をお選びください。

充電・カセット電池式タイプ (スタンド式)

MODEL 555-P

標準価格 24,800円 (税別) 替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 重量/約300g (刃付)
- ストローク/約2,400回/分
- 外形寸法/(約)長さ205mm×直径45mm×高さ42mm (刃付)
- 連続使用時間/約120分 (フル充電時)
- 刃(替刃式)/5000系シリーズ

[カセット式充電電池]


- 充電時間/約120分
- 使用電池/リチウムイオン電池
- バッテリー定格電圧/DC3.6V
- バッテリー容量/2900mAh
- 充電器定格電圧/入力: AC100V・50/60Hz・0.15A
出力: DC4.2V・2A
- アダプター・充電器/約1.8m(コード長さ)



構成部品 (各 1)

- ・本体
- ・電池パック
- ・充電台 (アダプター)
- ・オイル
- ・ブラシ
- ・交換用電池パック
- ・取扱説明書 (保証書付)

替刃：MODEL 5000 系シリーズ




サイズ	刃厚	刃幅	特長	
Special	0.5mm	45mm	コーティング	
0.5mm	0.5mm			
1mm	1mm			
2mm	2mm			
3mm	3mm		—	
5mm	5mm		—	
6mm	6mm		—	
7mm	7mm		—	
9mm	9mm		—	
11mm	11mm		—	
13mm	13mm		—	
16mm	16mm		—	
7/8	1mm		19mm	—

「DLC&チタン」コーティングの刃をラインナップ

上刃・下刃にコーティングを施す事によって「よりよく切れる」、
「より長い耐久性を持つ」刃に仕上がりました。

上刃=DLCコーティング
(ダイヤモンド・ライク・カーボン)

下刃=チタンコーティング



- ご使用前には取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お買い上げの際は、ご希望の刃をご指定ください。また、使用後は必ず刃の手入れをしてください。
- 長い毛を刈る時は、予め、長めの刃を用いて粗刈をするか、または、ハサミでトリムした後、短い刃で仕上げをしてください。

※消費税は含まれておりません。



株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002
HP: http://www.nazme.co.jp/

大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL: 072-646-9311 FAX: 072-646-9300