

# FY ニットグローブ各種・NM ハンモック各種

## 指をマウスの切歯から守る耐切創性手袋登場



### 優れた信頼

優れた耐切創性などでは定評のある、米国 DuPont 社が開発した KEVLAR® を使用しております。

### 優れた安心

マウス・ラットなどに咬まれやすい、親指・人差し指・中指を保護する為に、KEVLAR® を使用して編むことにより、咬まれることによるケガ・事故を保護いたします。



サイズ/ □S ■M ■L ■LL



#### ■ニットグローブ

| 商品コード       | サイズ  | 仕様                       |
|-------------|------|--------------------------|
| FY500DS     | S 寸  | 20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用) |
| FY500DM     | M 寸  | 20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用) |
| FY500DL     | L 寸  | 20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用) |
| FY500DLL    | LL 寸 | 20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用) |
| FY500DS -1  | S 寸  | 2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)  |
| FY500DM -1  | M 寸  | 2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)  |
| FY500DL -1  | L 寸  | 2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)  |
| FY500DLL -1 | LL 寸 | 2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)  |

3 本指部分 : ケブラー® 55.6%、ナイロン 26.7%、キュブラ 17.7%  
3 本指以外 : ナイロン 60%、キュブラ 40%



耐切創性とは、切断されないということの意味するものではなく、あくまで切れにくいという意味をしております。突き刺し防止の効果はございません。

#### 保管および洗濯時などの注意点

- ① KEVLAR® は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色いたします。変色した場合は、糸の強度が低下している事がありますので、ご使用後は商品が包装されているアルミ袋に入れ、暗所での保管をお勧めします。
- ② 洗濯の際には、漂白剤を使用しないでください。
- ③ 洗濯後は直射日光に当てずに陰干ししてください。



株式会社 夏目製作所  
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6  
TEL: 03-3813-3251 / FAX: 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
TEL: 06-6398-7177 / FAX: 06-6398-7178



# FY ニットグローブ (マーモセット用)

## NM400CB ハンモック (マーモセット用)

マーモセットに噛まれやすい指を保護するために、耐切繊維KEVRA®を使用した手袋です。オートクレーブ滅菌が可能です。

標準タイプ

FYN504DF-5

インナー手袋

FY-200D



Marmoset Glove



ロングタイプ

FYNL504DF-1  
FYNL504DF-5



| 製品番号        | 仕様                 | 入数     |
|-------------|--------------------|--------|
| FY-200D     | インナー手袋 S・M・L・LL    | 20枚/1袋 |
| FYN504DF-5  | 標準タイプ フリーサイズ       | 10枚/1袋 |
| FYNL504DF-1 | ロングタイプ 17cm フリーサイズ | 2枚/1袋  |
| FYNL504DF-5 | ロングタイプ 17cm フリーサイズ | 10枚/1袋 |

素材：ケブラ SUS糸 74.7% ポリエステル 25.3%

## NM400CB ハンモック (マーモセット用)

マーモセットケージ内でストレス軽減のアイテムとして、遊び場、休憩場、寝具として使用できます。素材はキュブラを使用し、吸湿・放湿など調湿に優れており、静電気が起きにくい繊維です。

トンネルタイプ

NM400CB-A



シンプルタイプ

NM400CB-B



| 製品番号        | 仕様      | 入数   |
|-------------|---------|------|
| NM 400CB -A | トンネルタイプ | 1枚/袋 |
| NM 400CB -B | シンプルタイプ | 1枚/袋 |

サイズ：400mm×400mm 素材：キュブラ 50% ポリエステル50% ハトメ付・カラビナ金具4個付