



イヤーパーンチ各種

● KN-291 小動物イヤーパーンチ A型

マウス、ラット用の簡易式イヤーパーンチです。

● KN-291-1

【仕様】

寸法：全長 48mm

穴径 φ1.5mm

材質：ステンレス製



● KN-291-2

【仕様】


寸法：全長 48mm

穴径 φ2.0mm

材質：ステンレス製



ナンバリング例



● KN-292-2 小動物イヤーパーンチ B型

マウス、ラット用のイヤーパーンチです。円錐台針先を採用しました。針先を本体と一体化させることで操作性を向上させました。

● KN-292-2-15

【仕様】

寸法：全長 127mm

穴径 φ1.5mm

材質：ステンレス製



● KN-292-2-20

【仕様】

寸法：全長 127mm

穴径 φ2.0mm

材質：ステンレス製

動画 | 使用イメージ



● KN-293 小動物イヤーパーンチ C型

ラット等用の回転盤の操作で4種類の穴径が選べる、穴径可変式のイヤーパーンチです。

【仕様】

寸法：全長 160mm

穴径 φ1.5、2.0、2.5、3.0mm

材質：ステンレス製




※イヤーパーンチ各種はオートクレーブ(高圧蒸気)滅菌が可能です。

耳標

● KN-295 動物用耳標

専用装着鉗子によりワンタッチで取り付けられます。
見やすいレーザーマーキングによる印字です。



- KN-295-A-1000
小動物用耳標 No.1~1000

- KN-295-A-500
小動物用耳標 No.1~500

【仕様】

寸法 : W2.5×L6mm
材質 : モネル合金
対象動物 : ラット・モルモット等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

- KN-295-B-100
ウサギ・イヌ用耳標 No.1~100

- KN-295-B-1000
ウサギ・イヌ用耳標 No.1~1000

【仕様】

寸法 : W3.5×L15mm
材質 : モネル合金
対象動物 : ウサギ・イヌ等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

● KN-296 耳標装着鉗子

小動物用耳標専用の装着鉗子です。



- KN-296-A 小動物A型用

【仕様】

寸法 : 全長 138mm (KN-295-A用)
材質 : ステンレス製



- KN-296-B ウサギ・イヌB型用

【仕様】

寸法 : 全長 190mm (KN-295-B用)
材質 : スチール製メッキ仕上げ

