

夏目製作所




ホームページ

お問い合わせは



こちらから

夏目製作所



やすい
行動実験機器



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178



株式会社 夏目製作所 Since 1946

NEW

KN-84-1A
オープンフィールド角型 マウス用

定価 ¥160,000(税別)



工具不要！
ワンタッチ接続で
組立・分解が簡単

材質	灰色塩ビ
寸法 (内寸)	W450mm×D450×H400mm



▶主な評価項目：自発的行動量 等

< やすいの特徴 >

買いやすい

相談しやすい

シンプルな設計で**選びやすい価格**に。
寸法や形状変更の特注相談も承っております。

片付けやすい


運びやすい

分解・運搬・収納・組立を想定した
工具不要の誰にでもやさしい設計。

各製品の
ラット用・特注サイズ
の製作もご相談ください

カメラと組合せやすい

モノクロセンサ・カラーセンサのどちらでも対応可のグレー色。
走路面・内壁面はすべて、光の反射を抑える表面加工。

KN-85
Y字迷路

※写真は一体型

シンプルだから
買いやすい・使いやすい

KN-85-1A
マウス用・一体型

定価 ¥170,000(税別)

KN-85-1B
マウス用・分解型

定価 ¥340,000(税別)

KN-85-1-OP
マウス用・仕切板
(1個)

定価 ¥28,000(税別)

材質	灰色塩ビ
寸法 (内寸)	(アーム) W400mm×D30mm×H100mm
	(センターエリア) 1辺 30mm 正三角形
	(アーム開口部幅) 100mm

▶主な評価項目：短期記憶(空間的ワーキングメモリ) 等

▶ラット用 : KN-85-2A Y字迷路(ラット用・一体型) 定価 ¥225,000
KN-85-2B Y字迷路(ラット用・分解型) 定価 ¥360,000
KN-85-2-OP 仕切板(ラット用・1個) 定価 ¥40,000

KN-86-1A
高架式十字迷路 マウス用

定価 ¥290,000(税別)



新しい変形式>従来の分解式
収納・運搬の効率アップ

材質	灰色塩ビ
寸法 (内寸)	(オープンアーム) W300mm×D60mm
	(エンクロズドアーム) W300mm×D60mm×H150mm
	(ニュートラルエリア) W60mm×D60mm
	(床面から走路面の高さ) 400mm

▶主な評価項目：不安様行動・情動様行動 等