


KN-349 フレキシブル経口投与チューブ

マウス、ラット、モルモット等への強制経口投与時に、
初心者でも投与を誤ることなく容易に挿入できる
フレキシブル経口投与チューブです。
販売単位：10本/箱



型番	チューブ寸法(mm)	SUSパイプサイズ(mm)
KN-349-M1	φ1.5×L70	外径φ0.9×内径φ0.6
KN-349-RA	φ1.7×L90	外径φ1.2×内径φ0.8
KN-349-RB	φ2.0×L90	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RC	φ2.0×L100	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RD	φ2.0×L110	外径φ1.5×内径φ1.1



株式会社 夏目製作所

<http://www.nazme.co.jp>

