

# KN-349-N フレキシブル経口投与チューブ

マウス、ラット、モルモット等への経口投与時に、  
初心者でも投与を誤ることなく容易に挿入できる  
フレキシブル経口投与チューブです。

販売単位：10本 / 箱



型番	チューブ寸法(mm)	SUSパイプサイズ(mm)
KN-349-M1-N	φ1.5×L70	外径φ0.9×内径φ0.6
KN-349-RA-N	φ1.7×L90	外径φ1.2×内径φ0.8
KN-349-RB-N	φ2.0×L90	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RC-N	φ2.0×L100	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RD-N	φ2.0×L110	外径φ1.5×内径φ1.1

● 理化学器機 ● 基礎医学器機 ● 薬学研究器機 ● 実験動物飼育器機 ● 医科器械一般

V3-2412J



株式会社 夏目製作所  
https://www.nazme.co.jp



本社  
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6  
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪 SSC  
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1  
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178