

Make it Smooth



タッチの軽さと切れ味は両立する
それが夏目製作所の鋼製小物



<https://leprex.jp/>

軽さと切れ味の両立

軽さの秘訣

しっかり刃を擦り合わせて
切るのが欧米スタイル
Leprexは刃の擦り合わせを
極限まで少なくすることで
軽いタッチを実現



切れ味の秘訣

力ではなく、
刃のエッジで切る！
面ではなく点で切ることで、
日本刀のような
スムーズな切れ味を再現



軽いといいこと

少ない力で操作可能
長時間使っても疲れにくく
ハサミタコも出来づらい
操作がしやすくなって
身体への負担が軽く

切れるといいこと

実験や処置をスムーズに
進めることが可能に
組織の断面を綺麗に
切開することができることで
実験精度もアップ

< NAPOXとLeprex >

Leprexは剪刀、鉗子、クレンメ、
マイクロ製品類でラインアップを
そろえております。

NAPOXはピンセットのブランド
として販売を継続いたします。

< 型番変更のご案内 >

Bで始まる剪刀の型番
B-12 → LB-12

MBで始まるマイクロ剪刀の型番
MB-54-1 → LMB-54-1

良い製品を永くご使用いただくために切れなくなった剪刀の研磨のサービスもご提供しています。
鋼製小物に関するお困りごとやご不明な点がございましたらお気軽にお声がけください。



株式会社

夏目製作所

