

# New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

5.27  
on sale



1000  
限定販売

本

NEW

80th Anniversary model

Oppen Orange

KN-297-O-80PJ

【実験動物専用IDマーカー】

個別識別マーカーに新色が登場！

\*ご好評の場合、定番ラインナップへの追加を予定しております。

情報モリたくさん！  
こちらのQRも  
チェック！



<https://www.nazme.co.jp>



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

KN-297-O-80PJ

# Oppen Orange

Laboratory animal's ID marker

Usage Examples

Day1  
ICR



Usage Examples

Day2  
ICR



Usage Examples

Day3  
ICR



Usage Examples

Day7  
ICR



※写真は参考であり、環境の照明種により色の見え方が異なることがあります。

## [ Oppen の特徴\* ]

- ◎ 新色のオレンジがラインナップに加わり、合計6色となりました。
- ◎ アルビノマウスだけでなく、C57BL/6などの有色マウスにおいても、尾部と皮膚へのマーキングが可能です。
- ◎ 動物に安全なインクを使用しています。 ※急性経口毒性試験実施済み

コード	商品名	定 価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-O-80PJ-6	Oppen 80th Anniversary model Orange [6pcs/pack]	¥ 3,900	○	○
KN-297-O-80PJ-1	Oppen 80th Anniversary model Orange [1pc]	¥ 800	○	○



株式会社 夏目製作所  
https://www.nazme.co.jp

◎本社  
113-8551 東京都文京区湯島2-18-6  
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC  
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V1-2604J



# NAZME ID

マウス・ラットの尾や皮膚に使用できる

[実験動物専用]の個体識別マーカー



Laboratory animal's ID marker

# Oppen

KN-297



特徴

アルビノマウスだけでなく、  
C57BL/6のような有色マウスの尾でも  
マーキングを識別できる5色をラインナップ。

動物への使用に安全なインク。

NEW

細いペン先のラインナップが追加。  
小さな「数字」も、にじまず書くことができ、  
識別の幅が更に広がりました。

Check !

短期間の場合、動物の耳を  
カットするイヤーパーチや耳  
標ではなく、「Oppen」で尾に  
印をつける方法を選択する  
ことは、動物への負担も少なく、  
実験者にとっても手軽な  
方法です。



## Oppen 5色

Twin marker



THICK (太)

THIN (細)

マウス・ラット・ウサギなどに、「線」「印」を書くための最適ツール！

コード	商品名	定価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-B-6	Oppen <b>Black</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-G-6	Oppen <b>Green</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-P-6	Oppen <b>Pink</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-LB-6	Oppen <b>Light Blue</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-V-6	Oppen <b>Violet</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-B-1	Oppen <b>Black</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-G-1	Oppen <b>Green</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-P-1	Oppen <b>Pink</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-LB-1	Oppen <b>Light Blue</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-V-1	Oppen <b>Violet</b> [1pc]	¥1,500	○	○

Single marker




FINE  
(極細)

マウス・ラット尾に  
「数字」「文字」を書くための **NEW Oppen For Numbers 3色**


コード	商品名	定価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-N-B-6	Oppen for Numbers <b>Black</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-P-6	Oppen for Numbers <b>Pink</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-LB-6	Oppen for Numbers <b>Light Blue</b> [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-B-1	Oppen for Numbers <b>Black</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-N-P-1	Oppen for Numbers <b>Pink</b> [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-N-LB-1	Oppen for Numbers <b>Light Blue</b> [1pc]	¥1,500	○	○

手術などでの耳・皮膚へのマーキングにもご使用いただけます。



※系統・個体差によりインクの持続性は異なることがあります。※環境の照明種により色の見え方が異なることがあります。

**Oppen for Numbers (極細タイプ) 3色** ●Black ●Pink ●Light Blue



急性経口毒性試験  
最終報告書 (要約)



お客様の声・使用事例  
**Oppen**  
商品ページ



Animal Marker  
商品ページ

被毛での識別をご希望の場合は  
**アニマルマーカ―がおすすめです。**



株式会社 **夏目製作所**  
<https://www.nazme.co.jp>



◎本社  
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6  
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

◎大阪 SSC  
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1  
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

V6-2604J