

# Animal marker

マウス・ラットの被毛にマーキングしたいときは



## アニマルマーカー

### 本製品は毛髪染色メーカーで開発された安全性に優れた動物用マーカー。

株式会社ケンシントンで開発され、厚生省令で定められた法定色素を使用しています。品質規格及び試験方法など厳密に規定された商品です。

#### 特徴

- ・ 手軽に安心して使用できるマーカーです。
- ・ 便利な6色(青・緑・赤・黄・オレンジ・黒)を揃えております。
- ・ 動物の体毛への浸透力が強く、動物が舐めても色落ちしません。
- ・ 動物の大きさにより異なりますが、ラット使用で400~600匹程度処理できます。
- ・ 長期にわたる試験期間中退色せず通常6~12週間は良好な識別力を保ちます。



10ml



15ml

#### ■アニマル・マーカー

容量	入数	商品コード
10ml	3本入	FG2200
	12本入	F10-
15ml	2本入	FG2000
	12本入	F10-

\*ご注文の際は、商品コードの末尾にご希望の色コードを添えてください。

青：B	緑：G	赤：R
黄：Y	オレンジ：D	黒：K

#### 急性経口投与毒性試験

アニマルマーカーの毒性分類はGHSで5<2000-5000、LD50区切り値が2500mg/kgと判断されました。

(財)食品薬品安全センター

マウス・ラットの尾や皮膚にマーキングしたいときは

# Oppen



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V4-2410J



本社

〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6  
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪 SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1  
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178