

## 販売終了 縫合糸

### ～ 参考：代替推奨品 ～

\* 下記は糸の太さの対比を示す参考の表です。

\* 各規格の詳細情報については、次ページ「縫合糸の規格（夏目製作所 縫合糸カタログより抜粋）」を参考にしてください。

\* 商品コードごとの対照表は3ページ以降をご確認ください。

（以下の表内で複数の選択肢がある場合は、太字の数字を対照表でご紹介しております）

#### 〈未滅菌縫合糸〉

##### ▶硬質絹 → ブレード絹

終了	C-23-560 硬質絹製縫合糸 白	太さ (JIS No.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*撚り糸
			↓										
代替品	C-23-B1 ブレード絹製縫合糸 白	太さ (USP No.)	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	2, 3, 4	3, 4, 5	5	*撚り糸
	C-23-B2 ブレード絹製縫合糸 黒												

※USP No.4, No.5規格の縫合糸につきましては、お問い合わせください。

##### ▶軟質絹 → ブレード絹

終了	C-23-561 軟質絹製縫合糸 白	太さ (JIS No.)	1	2	3	4	5	*撚り糸
	C-23-564 軟質絹製縫合糸 黒		↓					
代替品	C-23-B1 ブレード絹製縫合糸 白	太さ (USP No.)	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	*編み糸
	C-23-B2 ブレード絹製縫合糸 黒							

##### ▶東大式生糸 → ブレード絹

終了	C-23-565 東大式生糸 白	太さ	1	1½	2	2½	3	3½	4	*撚り糸
			↓							
代替品	C-23-B1 ブレード絹製縫合糸 白	太さ (USP No.)	3-0	2-0	2-0	<b>2-0, 1-0</b>	<b>1-0, 1</b>	1	1, 2	*撚り糸
	C-23-B2 ブレード絹製縫合糸 黒									

#### 〈滅菌済縫合糸〉

##### ▶硬質絹 → ブレード絹

終了	C-23S-560 硬質絹製縫合糸 白	太さ (JIS No.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*撚り糸
			↓										
代替品	C-23S-B1 ブレード絹製縫合糸 白	太さ (USP No.)	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	2, 3, 4	3, 4, 5	5	*撚り糸
	C-23S-B2 ブレード絹製縫合糸 黒												

※USP No.4, No.5規格の縫合糸につきましては、お問い合わせください。

##### ▶東大式生糸 → ブレード絹

終了	C-23S-565 東大式生糸 白	太さ	1	1½	2	2½	3	3½	4	*撚り糸
			↓							
代替品	C-23S-B1 ブレード絹製縫合糸 白	太さ (USP No.)	3-0	2-0	2-0	<b>2-0, 1-0</b>	<b>1-0, 1</b>	1	1, 2	*撚り糸
	C-23S-B2 ブレード絹製縫合糸 黒									

\* お見積りや詳細のお問い合わせにつきましては、お気軽に以下（夏目製作所 本社）までお問い合わせくださいませ。



株式会社 夏目製作所  
http://www.nazme.co.jp

本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6

TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

# 縫合糸の規格

日本工業規格 (JIS-T4101)			薬事法による基準 (平11.3.30.医薬発399)							東大式規格	
材料および呼称	医療用絹製縫合糸 (Surgical Silk Sutures)		非吸収性プラスチック製縫合糸基準								
号数 (JIS No.)	直径 (mm)	結節抗張力 (kg) 注1	公称号数 (USP No.)	メトリックサイズ	直径 (mm) 注2	引張り強さ (単位N)	釘付引き抜き強さ (単位N)		号数	直径 (mm)	
							平均値	各測定値			
1	0.10~0.15	0.15	12-0	0.01	0.001~0.009	0.01	—	—	1	0.230~0.270	
2	0.15~0.20	0.3	11-0	0.1	0.010~0.019	0.06	0.07	0.05	1.5	0.270~0.310	
3	0.20~0.27	0.6	10-0	0.2	0.020~0.029	0.19	0.14	0.10	2	0.310~0.340	
4	0.27~0.34	0.9	9-0	0.3	0.030~0.039	0.42	0.21	0.15	2.5	0.340~0.380	
5	0.34~0.41	1.2	8-0	0.4	0.040~0.049	0.59	0.49	0.25	3	0.380~0.420	
6	0.41~0.48	1.5	7-0	0.5	0.050~0.069	1.08	0.78	0.39	3.5	0.420~0.460	
7	0.48~0.56	1.95	6-0	0.7	0.070~0.099	1.96	1.67	0.78	4	0.460~0.510	
8	0.56~0.64	3.0	5-0	1	0.10~0.149	3.92	2.25	1.08			
9	0.64~0.74	3.6	4-0	1.5	0.15~0.199	5.88	4.41	2.25			
10	0.74~0.86	5.25	3-0	2	0.20~0.269	9.41	6.66	3.33			
			2-0	3	0.27~0.349	14.1	10.8	4.41			
			1-0	3.5	0.35~0.399	21.2	14.7	4.41			
			1	4	0.40~0.499	26.7	17.6	5.88			
			2	5	0.50~0.599	34.5	17.6	6.86			
			3and4	6	0.60~0.699	47.8	17.6	6.86			
			5	7	0.70~0.799	60.4	17.6	6.86			
			6	8	0.80~0.899	71.3	17.6	6.86			
			7	9	0.90~0.999	88.6	17.6	6.86			
			8	10	1.00~1.099	88.6	17.6	6.86			
			9	11	1.10~1.199	88.6	17.6	6.86			
			10	12	1.20~1.299	88.6	17.6	6.86			

注1 JIS規格絹製縫合糸の結節抗張力は未滅菌の値です。  
 注2 未滅菌縫合糸については、最小許容値はこれより25%高い値となります。

滅菌済縫合糸は、見分けがつきやすいよう、各号それぞれに識別用の色が決められています。リールの色や、切り糸を結んでいる糸の色をご参照ください。

糸の号数 JIS No.	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
公称号数 USP No.	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2	3,4	5	6
色	白	ピンク	水色	白	黄	黒	橙	緑	青	紫	赤	茶	白

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品		
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考
C-23-560-1	縫合糸 硬質 No.1 10m 10本入	→ C-23-B1-50	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.5-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-10	縫合糸 硬質 No.10 10m 10本入	→ ー	<b>お問い合わせください。</b>	ー
C-23-560-2	縫合糸 硬質 No.2 10m 10本入	→ C-23-B1-40	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.4-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-3	縫合糸 硬質 No.3 10m 10本入	→ C-23-B1-30	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.3-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-4	縫合糸 硬質 No.4 10m 10本入	→ C-23-B1-20	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-5	縫合糸 硬質 No.5 10m 10本入	→ C-23-B1-10	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-6	縫合糸 硬質 No.6 10m 10本入	→ C-23-B1-01	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-7	縫合糸 硬質 No.7 10m 10本入	→ C-23-B1-02	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-8	縫合糸 硬質 No.8 10m 10本入	→ C-23-B1-03	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.3 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-560-9	縫合糸 硬質 No.9 10m 10本入	→ ー	<b>お問い合わせください。</b>	ー
C-23-561-1	縫合糸 軟質 No.1 10m 10本入	→ C-23-B1-50	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.5-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-561-2	縫合糸 軟質 No.2 10m 10本入	→ C-23-B1-40	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.4-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-561-3	縫合糸 軟質 No.3 10m 10本入	→ C-23-B1-30	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.3-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-561-4	縫合糸 軟質 No.4 10m 10本入	→ C-23-B1-20	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-561-5	縫合糸 軟質 No.5 10m 10本入	→ C-23-B1-10	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-564-1	縫合糸 黒色軟質 No.1 10m 10本入	→ C-23-B2-50	縫合糸 ブレードシルク製 黒 No.5-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-564-2	縫合糸 黒色軟質 No.2 10m 10本入	→ C-23-B2-40	縫合糸 ブレードシルク製 黒 No.4-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-564-3	縫合糸 黒色軟質 No.3 10m 10本入	→ C-23-B2-30	縫合糸 ブレードシルク製 黒 No.3-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-564-4	縫合糸 黒色軟質 No.4 10m 10本入	→ C-23-B2-20	縫合糸 ブレードシルク製 黒 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-564-5	縫合糸 黒色軟質 No.5 10m 10本入	→ C-23-B2-10	縫合糸 ブレードシルク製 黒 No.1-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-1	縫合糸 東大式 No.1 10m 10本入	→ C-23-B1-30	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.3-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-15	縫合糸 東大式 No.1 1/2 10m 10本入	→ C-23-B1-20	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-2	縫合糸 東大式 No.2 10m 10本入	→ C-23-B1-20	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-25	縫合糸 東大式 No.2 1/2 10m 10本入	→ C-23-B1-20	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.2-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-3	縫合糸 東大式 No.3 10m 10本入	→ C-23-B1-10	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1-0 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-35	縫合糸 東大式 No.3 1/2 10m 10本入	→ C-23-B1-01	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23-565-4	縫合糸 東大式 No.4 10m 10本入	→ C-23-B1-01	縫合糸 ブレードシルク製 白 No.1 100m	1巻 (100m/板巻)
C-23S-560-05R01	滅菌済 硬質 白 No.1 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R50	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 5m リールX10入	
C-23S-560-05R02	滅菌済 硬質 白 No.2 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R40	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 5m リールX10入	
C-23S-560-05R03	滅菌済 硬質 白 No.3 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R30	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 5m リールX10入	
C-23S-560-05R04	滅菌済 硬質 白 No.4 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R20	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 5m リールX10入	
C-23S-560-05R05	滅菌済 硬質 白 No.5 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R10	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 5m リールX10入	
C-23S-560-05R06	滅菌済 硬質 白 No.6 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R01	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 5m リールX10入	
C-23S-560-05R07	滅菌済 硬質 白 No.7 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R02	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 5m リールX10入	
C-23S-560-05R08	滅菌済 硬質 白 No.8 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R03	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 5m リールX10入	
C-23S-560-05R09	滅菌済 硬質 白 No.9 5m リールX10入	→ C-23S-B1-05R04	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 5m リールX10入	
C-23S-560-05R10	滅菌済 硬質 白 No.10 5m リールX10入	→ ー	<b>お問い合わせください。</b>	ー
C-23S-560-10R01	滅菌済 硬質 白 No.1 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R50	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 10m リールX10入	
C-23S-560-10R02	滅菌済 硬質 白 No.2 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R40	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 10m リールX10入	
C-23S-560-10R03	滅菌済 硬質 白 No.3 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R30	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 10m リールX10入	
C-23S-560-10R04	滅菌済 硬質 白 No.4 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R20	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 10m リールX10入	
C-23S-560-10R05	滅菌済 硬質 白 No.5 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R10	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 10m リールX10入	
C-23S-560-10R06	滅菌済 硬質 白 No.6 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R01	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 10m リールX10入	
C-23S-560-10R07	滅菌済 硬質 白 No.7 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R02	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 10m リールX10入	
C-23S-560-10R08	滅菌済 硬質 白 No.8 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R03	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 10m リールX10入	
C-23S-560-10R09	滅菌済 硬質 白 No.9 10m リールX10入	→ C-23S-B1-10R04	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 10m リールX10入	
C-23S-560-10R10	滅菌済 硬質 白 No.10 10m リールX10入	→ ー	<b>お問い合わせください。</b>	ー
C-23S-560-3501D	滅菌済 硬質 白 No.1 35cm 20本X10袋	→ C-23S-B1-3550D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 35cm 20本X10袋	
C-23S-560-3501H	滅菌済 硬質 白 No.1 35cm 5本X10袋	→ C-23S-B1-3550H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 35cm 5本X10袋	
C-23S-560-3501S	滅菌済 硬質 白 No.1 35cm 10本X10袋	→ C-23S-B1-3550S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 35cm 10本X10袋	
C-23S-560-3501T	滅菌済 硬質 白 No.1 35cm 30本X10袋	→ C-23S-B1-3550T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 35cm 30本X10袋	

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品		
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。		
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考
C-23S-560-3502D	滅菌済 硬質 白 No.2 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3540D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3502H	滅菌済 硬質 白 No.2 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3540H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3502S	滅菌済 硬質 白 No.2 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3540S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3502T	滅菌済 硬質 白 No.2 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3540T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3503D	滅菌済 硬質 白 No.3 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3530D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3503H	滅菌済 硬質 白 No.3 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3530H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3503S	滅菌済 硬質 白 No.3 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3530S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3503T	滅菌済 硬質 白 No.3 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3530T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3504D	滅菌済 硬質 白 No.4 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3520D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3504H	滅菌済 硬質 白 No.4 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3520H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3504S	滅菌済 硬質 白 No.4 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3520S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3504T	滅菌済 硬質 白 No.4 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3520T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3505D	滅菌済 硬質 白 No.5 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3510D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3505H	滅菌済 硬質 白 No.5 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3510H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3505S	滅菌済 硬質 白 No.5 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3510S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3505T	滅菌済 硬質 白 No.5 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3510T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3506D	滅菌済 硬質 白 No.6 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3501D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3506H	滅菌済 硬質 白 No.6 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3501H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3506S	滅菌済 硬質 白 No.6 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3501S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3506T	滅菌済 硬質 白 No.6 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3501T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3507D	滅菌済 硬質 白 No.7 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3502D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3507H	滅菌済 硬質 白 No.7 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3502H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3507S	滅菌済 硬質 白 No.7 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3502S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3507T	滅菌済 硬質 白 No.7 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3502T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3508D	滅菌済 硬質 白 No.8 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3503D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3508H	滅菌済 硬質 白 No.8 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3503H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3508S	滅菌済 硬質 白 No.8 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3503S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3508T	滅菌済 硬質 白 No.8 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3503T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3509D	滅菌済 硬質 白 No.9 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3504D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 35cm 20本X10袋
C-23S-560-3509H	滅菌済 硬質 白 No.9 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3504H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 35cm 5本X10袋
C-23S-560-3509S	滅菌済 硬質 白 No.9 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3504S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 35cm 10本X10袋
C-23S-560-3509T	滅菌済 硬質 白 No.9 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3504T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 35cm 30本X10袋
C-23S-560-3510D	滅菌済 硬質 白 No.10 35cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-3510H	滅菌済 硬質 白 No.10 35cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-3510S	滅菌済 硬質 白 No.10 35cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-3510T	滅菌済 硬質 白 No.10 35cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-4001D	滅菌済 硬質 白 No.1 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4050D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 40cm 20本X10袋
C-23S-560-4001H	滅菌済 硬質 白 No.1 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4050H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 40cm 5本X10袋
C-23S-560-4001S	滅菌済 硬質 白 No.1 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4050S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 40cm 10本X10袋
C-23S-560-4001T	滅菌済 硬質 白 No.1 40cm 30本 X 10袋	→	C-23S-B1-4050T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 40cm 30本X10袋
C-23S-560-4002D	滅菌済 硬質 白 No.2 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4040D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 40cm 20本X10袋
C-23S-560-4002H	滅菌済 硬質 白 No.2 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4040H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 40cm 5本X10袋
C-23S-560-4002S	滅菌済 硬質 白 No.2 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4040S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 40cm 10本X10袋
C-23S-560-4002T	滅菌済 硬質 白 No.2 40cm 30本 X 10袋	→	C-23S-B1-4040T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 40cm 30本X10袋
C-23S-560-4003D	滅菌済 硬質 白 No.3 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4030D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 40cm 20本X10袋
C-23S-560-4003H	滅菌済 硬質 白 No.3 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4030H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 40cm 5本X10袋
C-23S-560-4003S	滅菌済 硬質 白 No.3 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4030S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 40cm 10本X10袋
C-23S-560-4003T	滅菌済 硬質 白 No.3 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4030T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 40cm 30本X10袋
C-23S-560-4004D	滅菌済 硬質 白 No.4 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 40cm 20本X10袋
C-23S-560-4004H	滅菌済 硬質 白 No.4 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 40cm 5本X10袋
C-23S-560-4004S	滅菌済 硬質 白 No.4 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 40cm 10本X10袋

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品			
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。			
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考	
C-23S-560-4004T	滅菌済 硬質 白 No.4 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4005D	滅菌済 硬質 白 No.5 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4010D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 40cm 20本X10袋	
C-23S-560-4005H	滅菌済 硬質 白 No.5 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4010H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 40cm 5本X10袋	
C-23S-560-4005S	滅菌済 硬質 白 No.5 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4010S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 40cm 10本X10袋	
C-23S-560-4005T	滅菌済 硬質 白 No.5 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4010T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4006D	滅菌済 硬質 白 No.6 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 40cm 20本X10袋	
C-23S-560-4006H	滅菌済 硬質 白 No.6 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 40cm 5本X10袋	
C-23S-560-4006S	滅菌済 硬質 白 No.6 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 40cm 10本X10袋	
C-23S-560-4006T	滅菌済 硬質 白 No.6 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4007D	滅菌済 硬質 白 No.7 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4002D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 40cm 20本X10袋	
C-23S-560-4007H	滅菌済 硬質 白 No.7 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4002H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 40cm 5本X10袋	
C-23S-560-4007S	滅菌済 硬質 白 No.7 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4002S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 40cm 10本X10袋	
C-23S-560-4007T	滅菌済 硬質 白 No.7 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4002T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4008D	滅菌済 硬質 白 No.8 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4003D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 40cm 20本X10袋	
C-23S-560-4008H	滅菌済 硬質 白 No.8 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4003H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 40cm 5本X10袋	
C-23S-560-4008S	滅菌済 硬質 白 No.8 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4003S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 40cm 10本X10袋	
C-23S-560-4008T	滅菌済 硬質 白 No.8 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4003T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4009D	滅菌済 硬質 白 No.9 40cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4004D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 40cm 20本X10袋	
C-23S-560-4009H	滅菌済 硬質 白 No.9 40cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4004H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 40cm 5本X10袋	
C-23S-560-4009S	滅菌済 硬質 白 No.9 40cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4004S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 40cm 10本X10袋	
C-23S-560-4009T	滅菌済 硬質 白 No.9 40cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4004T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 40cm 30本X10袋	
C-23S-560-4010D	滅菌済 硬質 白 No.10 40cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4010H	滅菌済 硬質 白 No.10 40cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4010S	滅菌済 硬質 白 No.10 40cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4010T	滅菌済 硬質 白 No.10 40cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4501D	滅菌済 硬質 白 No.1 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4550D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4501H	滅菌済 硬質 白 No.1 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4550H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4501S	滅菌済 硬質 白 No.1 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4550S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4501T	滅菌済 硬質 白 No.1 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4550T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4502D	滅菌済 硬質 白 No.2 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4540D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4502H	滅菌済 硬質 白 No.2 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4540H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4502S	滅菌済 硬質 白 No.2 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4540S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4502T	滅菌済 硬質 白 No.2 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4540T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4503D	滅菌済 硬質 白 No.3 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4530D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4503H	滅菌済 硬質 白 No.3 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4530H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4503S	滅菌済 硬質 白 No.3 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4530S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4503T	滅菌済 硬質 白 No.3 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4530T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4504D	滅菌済 硬質 白 No.4 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4520D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4504H	滅菌済 硬質 白 No.4 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4520H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4504S	滅菌済 硬質 白 No.4 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4520S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4504T	滅菌済 硬質 白 No.4 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4520T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4505D	滅菌済 硬質 白 No.5 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4510D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4505H	滅菌済 硬質 白 No.5 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4510H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4505S	滅菌済 硬質 白 No.5 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4510S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4505T	滅菌済 硬質 白 No.5 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4510T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4506D	滅菌済 硬質 白 No.6 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4501D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4506H	滅菌済 硬質 白 No.6 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4501H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4506S	滅菌済 硬質 白 No.6 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4501S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4506T	滅菌済 硬質 白 No.6 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4501T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4507D	滅菌済 硬質 白 No.7 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4502D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4507H	滅菌済 硬質 白 No.7 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4502H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 45cm 5本X10袋	

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品			
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。			
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考	
C-23S-560-4507S	滅菌済 硬質 白 No.7 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4502S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4507T	滅菌済 硬質 白 No.7 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4502T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4508D	滅菌済 硬質 白 No.8 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4503D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4508H	滅菌済 硬質 白 No.8 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4503H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4508S	滅菌済 硬質 白 No.8 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4503S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4508T	滅菌済 硬質 白 No.8 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4503T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4509D	滅菌済 硬質 白 No.9 45cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-4504D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 45cm 20本X10袋	
C-23S-560-4509H	滅菌済 硬質 白 No.9 45cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-4504H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 45cm 5本X10袋	
C-23S-560-4509S	滅菌済 硬質 白 No.9 45cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-4504S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 45cm 10本X10袋	
C-23S-560-4509T	滅菌済 硬質 白 No.9 45cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-4504T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 45cm 30本X10袋	
C-23S-560-4510D	滅菌済 硬質 白 No.10 45cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4510H	滅菌済 硬質 白 No.10 45cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4510S	滅菌済 硬質 白 No.10 45cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-4510T	滅菌済 硬質 白 No.10 45cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-5001D	滅菌済 硬質 白 No.1 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5050D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5001H	滅菌済 硬質 白 No.1 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5050H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5001S	滅菌済 硬質 白 No.1 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5050S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5001T	滅菌済 硬質 白 No.1 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5050T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5002D	滅菌済 硬質 白 No.2 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5040D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5002H	滅菌済 硬質 白 No.2 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5040H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5002S	滅菌済 硬質 白 No.2 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5040S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5002T	滅菌済 硬質 白 No.2 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5040T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5003D	滅菌済 硬質 白 No.3 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5030D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5003H	滅菌済 硬質 白 No.3 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5030H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5003S	滅菌済 硬質 白 No.3 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5030S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5003T	滅菌済 硬質 白 No.3 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5030T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5004D	滅菌済 硬質 白 No.4 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5004H	滅菌済 硬質 白 No.4 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5004S	滅菌済 硬質 白 No.4 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5004T	滅菌済 硬質 白 No.4 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5005D	滅菌済 硬質 白 No.5 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5010D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5005H	滅菌済 硬質 白 No.5 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5010H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5005S	滅菌済 硬質 白 No.5 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5010S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5005T	滅菌済 硬質 白 No.5 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5010T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5006D	滅菌済 硬質 白 No.6 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5006H	滅菌済 硬質 白 No.6 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5006S	滅菌済 硬質 白 No.6 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5006T	滅菌済 硬質 白 No.6 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5007D	滅菌済 硬質 白 No.7 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5002D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5007H	滅菌済 硬質 白 No.7 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5002H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5007S	滅菌済 硬質 白 No.7 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5002S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5007T	滅菌済 硬質 白 No.7 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5002T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5008D	滅菌済 硬質 白 No.8 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5003D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5008H	滅菌済 硬質 白 No.8 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5003H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5008S	滅菌済 硬質 白 No.8 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5003S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5008T	滅菌済 硬質 白 No.8 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5003T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5009D	滅菌済 硬質 白 No.9 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5004D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 50cm 20本X10袋	
C-23S-560-5009H	滅菌済 硬質 白 No.9 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5004H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 50cm 5本X10袋	
C-23S-560-5009S	滅菌済 硬質 白 No.9 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5004S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 50cm 10本X10袋	
C-23S-560-5009T	滅菌済 硬質 白 No.9 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5004T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 50cm 30本X10袋	
C-23S-560-5010D	滅菌済 硬質 白 No.10 50cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品			
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。			
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考	
C-23S-560-5010H	滅菌済 硬質 白 No.10 50cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-5010S	滅菌済 硬質 白 No.10 50cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-5010T	滅菌済 硬質 白 No.10 50cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-6001D	滅菌済 硬質 白 No.1 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6050D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6001H	滅菌済 硬質 白 No.1 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6050H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6001S	滅菌済 硬質 白 No.1 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6050S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6001T	滅菌済 硬質 白 No.1 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6050T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6002D	滅菌済 硬質 白 No.2 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6040D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6002H	滅菌済 硬質 白 No.2 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6040H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6002S	滅菌済 硬質 白 No.2 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6040S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6002T	滅菌済 硬質 白 No.2 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6040T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6003D	滅菌済 硬質 白 No.3 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6030D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6003H	滅菌済 硬質 白 No.3 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6030H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6003S	滅菌済 硬質 白 No.3 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6030S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6003T	滅菌済 硬質 白 No.3 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6030T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6004D	滅菌済 硬質 白 No.4 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6004H	滅菌済 硬質 白 No.4 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6004S	滅菌済 硬質 白 No.4 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6004T	滅菌済 硬質 白 No.4 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6005D	滅菌済 硬質 白 No.5 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6010D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6005H	滅菌済 硬質 白 No.5 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6010H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6005S	滅菌済 硬質 白 No.5 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6010S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6005T	滅菌済 硬質 白 No.5 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6010T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6006D	滅菌済 硬質 白 No.6 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6006H	滅菌済 硬質 白 No.6 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6006S	滅菌済 硬質 白 No.6 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6006T	滅菌済 硬質 白 No.6 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6007D	滅菌済 硬質 白 No.7 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6002D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6007H	滅菌済 硬質 白 No.7 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6002H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6007S	滅菌済 硬質 白 No.7 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6002S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6007T	滅菌済 硬質 白 No.7 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6002T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6008D	滅菌済 硬質 白 No.8 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6003D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6008H	滅菌済 硬質 白 No.8 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6003H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6008S	滅菌済 硬質 白 No.8 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6003S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6008T	滅菌済 硬質 白 No.8 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6003T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6009D	滅菌済 硬質 白 No.9 60cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-6004D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 60cm 20本X10袋	
C-23S-560-6009H	滅菌済 硬質 白 No.9 60cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-6004H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 60cm 5本X10袋	
C-23S-560-6009S	滅菌済 硬質 白 No.9 60cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-6004S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 60cm 10本X10袋	
C-23S-560-6009T	滅菌済 硬質 白 No.9 60cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-6004T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 60cm 30本X10袋	
C-23S-560-6010D	滅菌済 硬質 白 No.10 60cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-6010H	滅菌済 硬質 白 No.10 60cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-6010S	滅菌済 硬質 白 No.10 60cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-6010T	滅菌済 硬質 白 No.10 6cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-7001D	滅菌済 硬質 白 No.1 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7050D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7001H	滅菌済 硬質 白 No.1 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7050H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7001S	滅菌済 硬質 白 No.1 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7050S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7001T	滅菌済 硬質 白 No.1 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7050T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7002D	滅菌済 硬質 白 No.2 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7040D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7002H	滅菌済 硬質 白 No.2 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7040H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7002S	滅菌済 硬質 白 No.2 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7040S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7002T	滅菌済 硬質 白 No.2 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7040T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 70cm 30本X10袋	

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品			
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。			
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考	
C-23S-560-7003D	滅菌済 硬質 白 No.3 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7030D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7003H	滅菌済 硬質 白 No.3 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7030H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7003S	滅菌済 硬質 白 No.3 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7030S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7003T	滅菌済 硬質 白 No.3 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7030T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7004D	滅菌済 硬質 白 No.4 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7004H	滅菌済 硬質 白 No.4 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7004S	滅菌済 硬質 白 No.4 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7004T	滅菌済 硬質 白 No.4 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7005D	滅菌済 硬質 白 No.5 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7010D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7005H	滅菌済 硬質 白 No.5 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7010H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7005S	滅菌済 硬質 白 No.5 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7010S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7005T	滅菌済 硬質 白 No.5 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7010T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7006D	滅菌済 硬質 白 No.6 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7006H	滅菌済 硬質 白 No.6 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7006S	滅菌済 硬質 白 No.6 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7006T	滅菌済 硬質 白 No.6 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7007D	滅菌済 硬質 白 No.7 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7002D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7007H	滅菌済 硬質 白 No.7 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7002H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7007S	滅菌済 硬質 白 No.7 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7002S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7007T	滅菌済 硬質 白 No.7 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7002T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7008D	滅菌済 硬質 白 No.8 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7003D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7008H	滅菌済 硬質 白 No.8 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7003H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7008S	滅菌済 硬質 白 No.8 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7003S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7008T	滅菌済 硬質 白 No.8 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7003T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7009D	滅菌済 硬質 白 No.9 70cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-7004D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 70cm 20本X10袋	
C-23S-560-7009H	滅菌済 硬質 白 No.9 70cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-7004H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 70cm 5本X10袋	
C-23S-560-7009S	滅菌済 硬質 白 No.9 70cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-7004S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 70cm 10本X10袋	
C-23S-560-7009T	滅菌済 硬質 白 No.9 70cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-7004T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 70cm 30本X10袋	
C-23S-560-7010D	滅菌済 硬質 白 No.10 70cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-7010H	滅菌済 硬質 白 No.10 70cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-7010S	滅菌済 硬質 白 No.10 70cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-7010T	滅菌済 硬質 白 No.10 70cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。	—
C-23S-560-8001D	滅菌済 硬質 白 No.1 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8050D	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 80cm 20本X10袋	
C-23S-560-8001H	滅菌済 硬質 白 No.1 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8050H	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 80cm 5本X10袋	
C-23S-560-8001S	滅菌済 硬質 白 No.1 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8050S	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 80cm 10本X10袋	
C-23S-560-8001T	滅菌済 硬質 白 No.1 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8050T	滅菌済 絹製 白ブレード 5-0 80cm 30本X10袋	
C-23S-560-8002D	滅菌済 硬質 白 No.2 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8040D	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 80cm 20本X10袋	
C-23S-560-8002H	滅菌済 硬質 白 No.2 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8040H	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 80cm 5本X10袋	
C-23S-560-8002S	滅菌済 硬質 白 No.2 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8040S	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 80cm 10本X10袋	
C-23S-560-8002T	滅菌済 硬質 白 No.2 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8040T	滅菌済 絹製 白ブレード 4-0 80cm 30本X10袋	
C-23S-560-8003D	滅菌済 硬質 白 No.3 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8030D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 80cm 20本X10袋	
C-23S-560-8003H	滅菌済 硬質 白 No.3 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8030H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 80cm 5本X10袋	
C-23S-560-8003S	滅菌済 硬質 白 No.3 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8030S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 80cm 10本X10袋	
C-23S-560-8003T	滅菌済 硬質 白 No.3 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8030T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 80cm 30本X10袋	
C-23S-560-8004D	滅菌済 硬質 白 No.4 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 80cm 20本X10袋	
C-23S-560-8004H	滅菌済 硬質 白 No.4 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 80cm 5本X10袋	
C-23S-560-8004S	滅菌済 硬質 白 No.4 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 80cm 10本X10袋	
C-23S-560-8004T	滅菌済 硬質 白 No.4 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 80cm 30本X10袋	
C-23S-560-8005D	滅菌済 硬質 白 No.5 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8010D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 80cm 20本X10袋	
C-23S-560-8005H	滅菌済 硬質 白 No.5 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8010H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 80cm 5本X10袋	
C-23S-560-8005S	滅菌済 硬質 白 No.5 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8010S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 80cm 10本X10袋	

▶販売終了品		▶参考：代替推奨品		
商品コード	商品名	※別紙「販売終了 縫合糸～参考：代替推奨品～」と併せてご確認ください。		
商品コード	商品名	商品コード	商品名	備考
C-23S-560-8005T	滅菌済 硬質 白 No.5 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8010T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 80cm 30本X10袋
C-23S-560-8006D	滅菌済 硬質 白 No.6 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 80cm 20本X10袋
C-23S-560-8006H	滅菌済 硬質 白 No.6 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 80cm 5本X10袋
C-23S-560-8006S	滅菌済 硬質 白 No.6 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 80cm 10本X10袋
C-23S-560-8006T	滅菌済 硬質 白 No.6 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 80cm 30本X10袋
C-23S-560-8007D	滅菌済 硬質 白 No.7 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8002D	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 80cm 20本X10袋
C-23S-560-8007H	滅菌済 硬質 白 No.7 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8002H	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 80cm 5本X10袋
C-23S-560-8007S	滅菌済 硬質 白 No.7 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8002S	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 80cm 10本X10袋
C-23S-560-8007T	滅菌済 硬質 白 No.7 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8002T	滅菌済 絹製 白ブレード No.2 80cm 30本X10袋
C-23S-560-8008D	滅菌済 硬質 白 No.8 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8003D	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 80cm 20本X10袋
C-23S-560-8008H	滅菌済 硬質 白 No.8 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8003H	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 80cm 5本X10袋
C-23S-560-8008S	滅菌済 硬質 白 No.8 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8003S	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 80cm 10本X10袋
C-23S-560-8008T	滅菌済 硬質 白 No.8 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8003T	滅菌済 絹製 白ブレード No.3 80cm 30本X10袋
C-23S-560-8009D	滅菌済 硬質 白 No.9 80cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-8004D	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 80cm 20本X10袋
C-23S-560-8009H	滅菌済 硬質 白 No.9 80cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-8004H	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 80cm 5本X10袋
C-23S-560-8009S	滅菌済 硬質 白 No.9 80cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-8004S	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 80cm 10本X10袋
C-23S-560-8009T	滅菌済 硬質 白 No.9 80cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-8004T	滅菌済 絹製 白ブレード No.4 80cm 30本X10袋
C-23S-560-8010D	滅菌済 硬質 白 No.10 80cm 20本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-8010H	滅菌済 硬質 白 No.10 80cm 5本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-8010S	滅菌済 硬質 白 No.10 80cm 10本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-560-8010T	滅菌済 硬質 白 No.10 80cm 30本X10袋	→	—	お問い合わせください。
C-23S-565-10R01	滅菌済 東大式 No.1 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R30	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 10m リールX10入
C-23S-565-10R02	滅菌済 東大式 No.2 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R20	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 10m リールX10入
C-23S-565-10R03	滅菌済 東大式 No.3 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R10	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 10m リールX10入
C-23S-565-10R04	滅菌済 東大式 No.4 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R01	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 10m リールX10入
C-23S-565-10R11	滅菌済 東大式 No.1 1/2 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R20	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 10m リールX10入
C-23S-565-10R12	滅菌済 東大式 No.2 1/2 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R20	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 10m リールX10入
C-23S-565-10R13	滅菌済 東大式 No.3 1/2 10m リールX10入	→	C-23S-B1-10R01	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 10m リールX10入
C-23S-565-3501D	滅菌済 東大式 No.1 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3530D	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3501H	滅菌済 東大式 No.1 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3530H	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3501S	滅菌済 東大式 No.1 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3530S	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 10本X10袋
C-23S-565-3501T	滅菌済 東大式 No.1 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3530T	滅菌済 絹製 白ブレード 3-0 35cm 30本X10袋
C-23S-565-3502D	滅菌済 東大式 No.2 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3520D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3502H	滅菌済 東大式 No.2 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3520H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3502S	滅菌済 東大式 No.2 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3520S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 10本X10袋
C-23S-565-3502T	滅菌済 東大式 No.2 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3520T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 30本X10袋
C-23S-565-3503D	滅菌済 東大式 No.3 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3510D	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3503H	滅菌済 東大式 No.3 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3510H	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3503S	滅菌済 東大式 No.3 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3510S	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 10本X10袋
C-23S-565-3503T	滅菌済 東大式 No.3 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3510T	滅菌済 絹製 白ブレード 1-0 35cm 30本X10袋
C-23S-565-3504D	滅菌済 東大式 No.4 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3501D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3504H	滅菌済 東大式 No.4 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3501H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3504S	滅菌済 東大式 No.4 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3501S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 10本X10袋
C-23S-565-3504T	滅菌済 東大式 No.4 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3501T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 35cm 30本X10袋
C-23S-565-3511D	滅菌済 東大式 No.1 1/2 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3520D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3511H	滅菌済 東大式 No.1 1/2 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3520H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3511S	滅菌済 東大式 No.1 1/2 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3520S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 10本X10袋
C-23S-565-3511T	滅菌済 東大式 No.1 1/2 35cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-3520T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 30本X10袋
C-23S-565-3512D	滅菌済 東大式 No.2 1/2 35cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-3520D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 20本X10袋
C-23S-565-3512H	滅菌済 東大式 No.2 1/2 35cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-3520H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 5本X10袋
C-23S-565-3512S	滅菌済 東大式 No.2 1/2 35cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-3520S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 35cm 10本X10袋



▶販売終了品		▶参考：代替推奨品		
商品コード	商品名		商品名	備考
C-23S-565-5011S	滅菌済 東大式 No.1 1/2 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 10本X10袋
C-23S-565-5011T	滅菌済 東大式 No.1 1/2 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 30本X10袋
C-23S-565-5012D	滅菌済 東大式 No.2 1/2 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5020D	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 20本X10袋
C-23S-565-5012H	滅菌済 東大式 No.2 1/2 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5020H	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 5本X10袋
C-23S-565-5012S	滅菌済 東大式 No.2 1/2 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5020S	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 10本X10袋
C-23S-565-5012T	滅菌済 東大式 No.2 1/2 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5020T	滅菌済 絹製 白ブレード 2-0 50cm 30本X10袋
C-23S-565-5013D	滅菌済 東大式 No.3 1/2 50cm 20本X10袋	→	C-23S-B1-5001D	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 20本X10袋
C-23S-565-5013H	滅菌済 東大式 No.3 1/2 50cm 5本X10袋	→	C-23S-B1-5001H	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 5本X10袋
C-23S-565-5013S	滅菌済 東大式 No.3 1/2 50cm 10本X10袋	→	C-23S-B1-5001S	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 10本X10袋
C-23S-565-5013T	滅菌済 東大式 No.3 1/2 50cm 30本X10袋	→	C-23S-B1-5001T	滅菌済 絹製 白ブレード No.1 50cm 30本X10袋