

KN-750-3 炭酸ガス安楽死装置 キャビネット型

動物を処分するには、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって安楽死させなければなりません。安楽死の方法は、致死量以上の麻酔薬の速やかな投与、炭酸ガス吸入、麻酔下の頸椎脱臼、頭蓋打撲または断首などが各種指針等に示されています。

本装置はこれらの考えに基づき、安楽死に適した炭酸ガス(空気の重さの1.5倍、不燃性で無色無臭)を使用しています。

安楽死させる動物をケージに入れ装置に収容後、扉または観察窓から動物の状態を観察しながら炭酸ガスを注入し、意識消失させ安楽死させます。

【規格例】

キャビネット本体

【仕様】

寸法 : W1,275×L835×H1,605mm (突起部含む)
 重量 : 140Kg
 電気容量 : 約250W (圧力調整器ヒーター無)
 : 約650W (圧力調整器ヒーター有)
 排気風量 : 約1.0 m³/min
 本体材質 : SUS304
 扉 : 片開き

動物運搬ケージ

【仕様】

寸法 : W800×L660×H714mm
 材質 : SUS304 (キャスター付)

ケージ用台車

【仕様】

寸法 : W856×L985×H900mm



※ご使用には、別途炭酸ガス供給源、圧力調整弁、屋外排気管などが必要です。
 ※ご希望により各種サイズの製作を承ります。
 ※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

KN-750-4 炭酸ガス安楽死装置 ワゴン型

扱いやすい密閉チャンバーと排気ポンプを備え、安全性と操作性に優れています。複数匹を収容した飼育ケージのまま使用することができ、動物のストレス軽減と、短時間での処置を可能にします。

キャスター付きで容易に移動が可能です。

CO₂センサー付もございます。

【仕様】

材質:本体 SUS304
 扉部分 透明樹脂製



※ご使用の際には、別途炭酸ガス供給源、流量計付減圧弁などが必要です。
 ※ご希望により各種サイズの製作を承ります。
 ※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■ 新製品のご案内

■ FY ニットグローブ (マーモセット用)

マーモセットに噛まれやすい指を保護するために、耐切繊維KEVRA®を使用した手袋です。オートクレーブ滅菌が可能です。

標準タイプ

FYN504DF-5

10枚/袋

素材
 KEVLAR®SUS糸 74.7%
 ポリエステル 25.3%



インナー手袋

FY-200D

20枚/袋(アルミ袋入り・左右兼用)
 サイズ:S・M・L・LL

素材
 KEVLAR®SUS糸 55.6%
 ナイロン 26.7%
 キュプラ 17.7%(補強部素材)

ロングタイプ

FYNL504DF-1 2枚/袋

FYNL504DF-5 10枚/袋

フリーサイズ
 (手首から腕のアームカバー部17cm)

■ NM400CB ハンモック (マーモセット用)

マーモセットケージ内でストレス軽減のアイテムとして、遊び場、休憩場、寝具として使用できます。素材はキュプラを使用し、吸湿・放湿など調湿に優れており、静電気が起きにくい繊維です。

サイズ:400mm×400mm (素材:キュプラ50%/ポリエステル50%/カラビナ4個付/オートクレーブ可)

