




KN-1026-3

喉頭鏡(マウス用)

KN-1026-4

喉頭鏡(ラット用)





リニューアル
販売準備中

多くの方にご愛用いただいています喉頭鏡(マウス用・ラット用)が
より使いやすくなっただけでありません!

改良 Point 1



「サイズ」と「形状」を
見直しました。
従来よりも口腔からの
喉頭鏡の着脱が容易に
なり、スムーズな気管挿管
を実現します。



マウス

改良 Point 2

先端に滑り止め加工を
加えました。
従来よりも舌根が固定
しやすくなり、安定した
喉頭展開を行えます



ラット



本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178

HP・製品ページも
随時更新中! →

