

2025 年 6 月吉日

お客様各位

株式会社夏目製作所 

TEL：03-3813-3251

FAX：03-3815-2002

「KN-606U 十字仕切付マウスケージセット」仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「製品の品質の安定化」を目的として、

一部仕様を見直すこととなりましたのでご案内申し上げます。

弊社では、今後とも皆様方のお役に立てるよう、鋭意努力致す所存でございます。

引き続き、弊社製品をご愛好賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

改定時期：2025 年 6 月 11 日以降、在庫なくなり次第に切り替えとさせていただきます。

【旧】

KN-606-2 マウスケージ用十字仕切板


材質：SUS304（表面仕上げ BA 材）



【新】

KN-606-2 マウスケージ用十字仕切板

材質：SUS304（表面仕上げ 2B 材）



- ・表面の仕上がり変更となり、光沢のある仕上げからマットな仕上げとなります。
- ・旧製品との互換性はあります。
- ・洗浄、滅菌方法について、旧製品から変更はございません。

以上