

2025年8月吉日

お客様各位

株式会社夏目製作所 

TEL : 03-3813-3251

「KN-646 ラット代謝ケージ」仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびラット代謝ケージの付属品である「給水瓶 No.5B の販売終了」により、仕様変更をさせていただきますことになり、ご案内申し上げます。

弊社では、今後とも皆様方のお役に立てるよう、鋭意努力致す所存でございます。

引き続き、弊社製品をご愛好賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改定時期：2025年8月1日出荷分より切り替えとさせていただきます。

【旧】


型番：KN-646-B1／KN-646-B2

製品名：ラット代謝ケージ

仕様：PP製 給水瓶(250ml・ツイストキャップ)

SUS製 専用ホルダー

ガラス製 専用給水器



【新】


型番：KN-646-B1／KN-646-B2

製品名：ラット代謝ケージ

仕様：PC製 給水瓶(200ml・シリコン栓)

SUS製 専用ホルダー

ガラス製 専用給水器 ※従来品から変更なし



以上