

2026年2月吉日

お客様各位



株式会社 夏目製作所

□ 本 社 営業部 提案営業グループ

東京都文京区湯島2-18-6 〒113-8551

TEL: (03)3813-3251 FAX: (03)3815-2002

□ 大阪 SSC 営業部 提案営業グループ

大阪府豊中市若竹町1-9-1 〒561-0811

TEL: (06) 6398- 7177 FAX: (06) 6398- 7178

KN-1071 NARCOBIT-E(Ⅱ型) 点検のご案内

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社では『KN-1071 小動物実験用簡易吸入麻醉装置 NARCOBIT-E (Ⅱ型)』の点検を実施しております。

保証期間終了後も同装置を長く安全にご使用頂けるよう、3つの点検コースをご準備しておりますので、この機会にご検討頂けますと幸いです。

また、誤って麻醉薬等の薬品に濡れた電源スイッチの破損対策として、保護カバーの取付を行っておりますが、点検のご依頼を頂きましたお客様には、保護カバーの劣化が見られる場合、無償でお取替え致します。

対 象 商 品： KN-107 小動物実験用簡易吸入麻醉装置 NARCOBIT-E (Ⅱ型)

点検時以外でのご依頼： スイッチ保護カバー取付 一式 ¥10,000 (税別・送料別)

<検査・点検コース>

① 麻醉ガス濃度検査

実際に麻醉薬を使用し、各濃度ダイヤル設定にて麻醉ガス濃度検査を実施します。

② オーバーホール点検

麻醉装置・気化器部を分解清掃の上、リーク試験後に濃度調整及び点検を行います。

③ フルサービス点検

オーバーホール点検にプラスして、部品代・交換費用を含みます。

ご購入から1度も点検を行っていない機器については、フルサービス点検を推奨致します。

※各点検コースは、お預り後1ヶ月程度かかります

お気付きの点、ご不明な点がございましたら、電話・HP 問い合わせフォームよりお問い合わせ願います。